

Produktdatenblatt

Artikel-Bezeichnung:	Einmal-Pinzetten ratiomed, steril, glasklar
Artikel-Nr.:	MEG 126300
Produktbeschreibung & Zweckbestimmung:	anatomische Form, zum sicheren Erfassen im medizinischen Arbeitsfeld, für den Einmalgebrauch
Produktspezifikation:	Polystyrol, transparent
Abmessungen:	Länge 12,5 cm
Verpackung:	einzel steril in PE-Folie
Verpackungseinheit:	50 Stück
Sterilisation:	EO
Haltbarkeit:	5 Jahre nach Herstellungsdatum
Medizinproduktklasse:	Is

