

Produktdatenblatt

Artikel-Bezeichnung:	Fieberthermometer Meditemp digital
Artikel-Nr.	MEG 624215
PZN	10178176
Produktbeschreibung / Zweckbestimmung:	Maximum-Digital-Thermometer (der jeweils höchste gemessene Wert wird angezeigt), zur einfachen und schnellen Messung der Körpertemperatur – oral, axillar oder rektal. - automatischer Signalton, wenn die Messung abgeschlossen ist - automatische Speicherung des zuletzt gemessenen Wertes - automatische Abschaltung (nach ca. 10 Minuten) - Batteriewechselanzeige im Display
Messbereich:	32°C - 42,9°C
Messgenauigkeit:	± 0,1°C zwischen 35,5°C und 42,9°C ± 0,2°C unterhalb 35,5°C
Lager- und Transportbedingungen:	-25 °C bis +55 °C, rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Umgebungstemperatur während Messung:	+5 °C bis +35 °C, rel. Luftfeuchtigkeit max. 80 %
Kleinste Messeinheit:	0,1 °C
Messdauer:	ca. 1 Minute (orales Messen)
Batterietyp:	LR41, 1,5 V, Lebensdauer: mind. 100 Stunden bei Dauerbetrieb
Gewicht:	ca. 10 g
Produktspezifikation:	100 % wasserdicht
Verpackung:	einzel in einer wiederverschließbaren Kunststoffhülle verpackt
Verpackungseinheit:	1 Stück, Pack = 20 Stück, UK = 200 Stück
Medizinproduktklasse:	Ila

