

Hinweise:

Wenden Sie das SARASA Tape nur nach den Anweisungen Ihres Taping-Therapeuten an.

Sollten in seltenen Fällen Juckreiz, Hautirritationen oder andere Reize auftreten, entfernen Sie das Tape unverzüglich und informieren Sie Ihren Therapeuten.

Vor dem Aufbringen des Tapes stark behaarte Regionen ggf. rasieren, die Haut von Fettrückständen befreien, sorgfältig reinigen und gut trocknen. Nicht auf verletzte oder gereizte Hautpartien aufbringen.

Entfernen Sie das SARASA Tape vorsichtig in Wuchsrichtung von Haaren und vermeiden Sie ruckartiges Ablösen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und trocken außerhalb direkter Sonneneinstrahlung lagern